

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7: ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ					
A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)
1	2	5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	90	39
2	2	5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου στρογγυλή τυφλού άκρου για AIDS	90	45
3	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή τυφλή	90	45
4	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη	75	45
5	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή κόπτουσα	75	50
6	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	90	50
7	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	150	65
8	2	5	Με 1 βελόνη, 5/8 κύκλου στρογγυλή κόπτουσα	75	110
9	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη	75	27
10	1	4	Με 1 βελόνη, 5/8 κύκλου στρογγυλή	75	27
11	1	4	Με 1 βελόνη, άγγιστρο (J) ενισχυμένη	75	30
12	1	4	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	30
13	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	32
14	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	35
15	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη	90	35
16	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα	75	36
17	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή τυφλού άκρου	90	38
18	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή αποσπώμενη	75	40
19	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή κόπτουσα	75	50
20	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα ενισχυμένη	75	80
21	1	4	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου στρογγυλή τυφλού άκρου	100	90
22	0	3.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	24
23	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, πολυσυσκευασία 5 τεμαχίων	45	28

24	0	3.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	30
25	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη	75	30
26	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	32
27	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	90	36
28	0	3.5	Με 1 βελόνη, 5/8 κύκλου στρογγυλή	75	36
29	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή αποσπώμενη	75	36
30	0	3.5	Με 1 βελόνη, άγγιστρο (J) ενισχυμένη	75	36
31	0	3.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	90	39
32	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα	75	40
33	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	90	48
34	0	3.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου στρογγυλή τυφλού άκρου	100	65

35	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα	75	24
36	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου αντιστρόφως κόππουσα	75	26
37	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, πολυσυσκευασία 5 τεμαχίων	75	26
38	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα πλαστικής	45	26
39	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόππουσα	75	30
40	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα	75	30
41	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή αποσπώμενη	75	31
42	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή πολυσυσκευασία 4 τεμαχίων	75	31
43	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	36
44	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα	75	39
45	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή κόππουσα	75	40
46	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα	75	45
47	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	50
48	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα πλαστικής	45	16
49	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα	75	16
50	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	17
51	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	45	20
52	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα τετράεδρη πλαστικής	45	18
53	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή μαύρη	75	20
54	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	20
55	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα	45	22
56	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα πλαστικής	45	22
57	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα	75	24
58	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα πλαστικής	45	26
59	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή μαύρη	75	26
60	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, πολυσυσκευασία 5 τεμαχίων	45	26
61	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόππουσα	75	30
62	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	37
63	4/0	1.5	Με 2 βελόνες, σπάτουλες	45	8

64	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	45	13
65	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου στρογγυλή	60	13
66	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	13
67	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	16
68	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 5/8 κύκλου στρογγυλή	75	17
69	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	45	19
70	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	19
71	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου, κόπτουσα	75	19

72	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα τετράεδρη πλαστικής	45	18
73	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή μαύρη	70	22
74	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα	75	24
75	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	26
76	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα	75	26
77	5/0	1	Με 2 βελόνες, 1/4 κύκλου σπάτουλες	45	8
78	5/0	1	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου σπάτουλες	45	11
79	5/0	1	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα πλαστικής	45	12
80	5/0	1	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή λευκού χρώματος για μεταμοσχευσεις	45	12
81	5/0	1	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	13
82	5/0	1	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα τετράεδρη πλαστικής	45	15
83	5/0	1	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα	75	16
84	5/0	1	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	17
85	5/0	1	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα	45	19
86	6/0	0.7	Με 2 βελόνες, 1/4 κύκλου σπάτουλες	45	6.5
87	6/0	0.7	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου σπάτουλες	45	7
88	6/0	0.7	Με 2 βελόνες, 1/4 κύκλου σπάτουλες	45	8
89	6/0	0.7	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου σπάτουλες	40	8
90	6/0	0.7	Με 2 βελόνες, 1/4 κύκλου σπάτουλες	40	8
91	6/0	0.7	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου σπάτουλες	45	11
92	6/0	0.7	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου αντιστρόφως κόππουσα πλαστικής	45	12
93	6/0	0.7	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	45	13
94	6/0	0.7	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	13
95	6/0	0.7	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα	75	16
96	7/0	0.6	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου σπάτουλες	45	5.5
97	7/0	0.6	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου σπάτουλες	20	6.5
98	7/0	0.6	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου σπάτουλες	30	6.5
99	7/0	0.6	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου σπάτουλες	30	7
100	7/0	0.6	Με 2 βελόνες, 1/4 κύκλου σπάτουλες	45	8
101	7/0	0.6	Με 2 βελόνες, σπάτουλες	30	8
102	7/0	0.6	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	45	9
103	8/0	0.5	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου σπάτουλες	30	6.5
104	8/0	0.5	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου σπάτουλες	30	7
105	8/0	0.5	Με 2 βελόνες, 1/4 κύκλου σπάτουλες	45	7

106	8/0	0.5	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου σπάτουλες	30	7
107	8/0	0.5	Με 2 βελόνες, 1/4 κύκλου σπάτουλες	30	8
108	8/0	0.5	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες	30	8

109	8/0	0.5	Με 2 βελόνες, 1/4 κύκλου σπάτουλες	45	9
110	8/0	0.5	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου κόπτουσες	30	11
111	10/0	0.2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή κόπτουσα	20	5
112	10/0	0.2	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου, σπάτουλες	20	5.5
113	10/0	0.2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου σπάτουλα	30	6
114	0	3.5	Χωρίς βελόνη, 6 τεμάχια	75	
115	1	4	Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο	150	
116	1	4	Χωρίς βελόνη, 6 τεμάχια	75	
117	1	4	Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο	70	
118	2	5	Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο	70	
119	2	5	Χωρίς βελόνη, 6 τεμάχια	75	
120	2/0	3	Χωρίς βελόνη, 6 τεμάχια	75	
121	3/0	2	Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο	45	
122	3/0	2	Χωρίς βελόνη, 7 τεμάχια	75	
123	4/0	1.5	Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο	150	
124	4/0	1.5	Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο	45	
125	4/0	1.5	Χωρίς βελόνη, 6 τεμάχια	75	
126	5/0	1	Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο	150	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Α: Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης που αποτελούνται από γλυκολίδη/λακτιδίη. Να παρέχουν στήριξη ιστών διατηρώντας το 80% της τάσεώς τους για 14 ημέρες μετά την εμφύτευση και το 30% για τις 21 μέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλίοστ)
127	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	90	40
128	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	37
129	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	40
130	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη	90	48
131	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	48
132	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη	75	48
133	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30
134	1	4	Με 1 βελόνη, άγγιστρο στρογγυλή	75	32
135	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	37
136	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, πολυσυσκευασία 4 τεμαχίων	45	40
137	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	40

138	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	90	40
139	1	4	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	40
140	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη	75	48

141	1	4	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου στρογγυλή τυφλού άκρου	90	63
142	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή τυφλή	90	65
143	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή J άγκιστρο	75	32
144	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30
145	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	37
146	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	40
147	0	3.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα	75	40
148	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	48
149	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	20
150	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	22
151	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	26
152	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30
153	2/0	3	Με 1 βελόνη, 5/8 κύκλου στρογγυλή	75	27
154	2/0	3	Με 1 βελόνη 3/8 κύκλου αντιστρόφως κόππουσα	75	26
155	2/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα	75	30
156	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	37
157	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	40
158	2/0	3	Με 1 βελόνη ευθεία κόππουσα	75	60
159	3/0	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	22
160	3/0	3	Με 1 βελόνη 3/8 κύκλου αντιστρόφως κόππουσα	75	24
161	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	13
162	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα	75	19
163	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	20
164	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	22
165	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	26
166	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30
167	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	37
168	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	13
169	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	17
170	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	45	19
171	4/0	1.5	Με 1 βελόνη 3/8 κύκλου αντιστρόφως κόππουσα	60	13
172	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα	75	16
173	4/0	1.5	Με 1 βελόνη 3/8 κύκλου αντιστρόφως κόππουσα	75	19

174	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	22
175	5/0	1	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	13
176	5/0	1	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	17
177	5/0	1	Με 2 βελόνες, 1/4 κύκλου σπάτουλες	30	8
178	5/0	1	Με 1 βελόνη 3/8 κύκλου αντιστρόφως κόπτουσα	45	13
179	5/0	1	Με 1 βελόνη, κόπτουσα	45	16
180	5/0	1	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου αντιστρόφως κόπτουσα	75	16
181	6/0	0.7	Με 2 βελόνες, 1/4 κύκλου σπάτουλες	30	8
182	6/0		Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα πλαστικής	45	11
183	6/0	0.7	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	45	12
184	6/0	0.7	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου ανάστροφως κόπτουσα	45	12
185	6/0	0.7	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή	45	13
186	6/0	0.7	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή	75	17
187	7/0	0.6	Με 2 βελόνες, 1/4 κύκλου σπάτουλα	30	6
188	7/0	0.6	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου σπάτουλα	30	7
189	7/0	0.6	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου σπάτουλες	30	6
190	8/0	0.2	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου σπάτουλα	30	7
191	0	3.5	Χωρίς βελόνη, 6 τεμάχια	45	
192	0	3.5	Χωρίς βελόνη, 6 τεμάχια	75	
193	0	3.5	Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο	150	
194	1	4	Χωρίς βελόνη, 6 τεμάχια	45	
195	1	4	Χωρίς βελόνη, 6 τεμάχια	75	
196	1	4	Χωρίς βελόνη, 3 τεμάχια	150	
197	2	5	Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο	150	
198	2	5	Χωρίς βελόνη, 6 τεμάχια	75	
199	2/0	3	Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο	150	
200	2/0	3	Χωρίς βελόνη, 6 τεμάχιο	45	
201	2/0	3	Χωρίς βελόνη, 6 τεμάχια	75	
202	2/0	3	Χωρίς βελόνη, τεμάχιο	45	
203	3/0	2	Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο	150	
204	3/0	2	Χωρίς βελόνη, 6 τεμάχιο	45	
205	3/0	2	Χωρίς βελόνη, 6 τεμάχια	75	
206	4/0	1.5	Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο	150	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7B: Πολύκλιωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτινη ή πολυγλυκολικό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλίοστ)
207	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	90	40
208	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	75	48
209	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή control release πολυσυσκευασία 4	70	40
210	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	75	45
211	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30
212	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	75	30
213	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή κόπτουσα ενισχυμένη	75	36
214	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου αντ. κόπτουσα	75	40
215	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	40
216	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη	90	40
217	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου control release, πολυσυσκευασία	45	48
218	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	75	50
219	1	4	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου στρογγυλή- τυφλού άκρου	100	63
220	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη	100	80
221	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή control release πολυσυσκευασία 4	70	40
222	1	3.5	Με 1 βελόνη, στρογγυλή κόπτουσα αγκιστρο J	75	31
223	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	75	50
224	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30
225	0	3.5	Με 1 βελόνη, στρογγυλή κόπτουσα αγκιστρο J	75	36
226	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	36

227	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	40
228	0	3.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	40
229	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή control release πολυσυσκευασία 8	70	36
230	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	75	31
231	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή κόπτουσα	75	20
232	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή control release, πολυσυσκευασία 8 τεμαχίων	45	22
233	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 αντιστρόφως κόπτουσα	75	24
234	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	26
235	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή κόπτουσα	75	26
236	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου αντιστρόφως κόπτουσα	75	26
237	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή μαύρη	70	26
238	2/0	3	Με 1 βελόνη, 5/8 κύκλου στρογγυλή	90	26
239	2/0	3	Με 2 βελόνες, 5/8 κύκλου στρογγυλές	90	26
240	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	31
241	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή control release	75	31
242	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή κόπτουσα	75	31
243	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	37
244	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	37
245	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 στρογγυλή κόπτουσα	75	40
246	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	45
247	2/0	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	48
248	2/0	4	Με 1 βελόνη, 3/8 κόπτουσα	75	60
249	2/0	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη	75	65
250	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή control release, πολυσυσκευασία 4 τεμαχίων	45	26
251	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 αντιστρόφως κόπτουσα	45	26
252	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	16
253	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	19
254	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	20
255	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή,	75	22

			πολυσυσκευασία 5 τεμαχίων		
256	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα	70	24
257	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή control release	75	26
258	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30
259	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	26
260	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα	75	26
261	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα	75	35
262	3/0	2	Με 1 βελόνη, ευθεία κόππουσα	75	60
263	3/0	2	Με 1 βελόνη, ευθεία κόππουσα	75	60
264	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου στρογγυλή	60	13
265	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	17
266	4/0	2	Με 1 βελόνη 3/8 κύκλου κοππουσα	75	19
267	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	20
268	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή μαύρη	75	22
269	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή control release	45	22
270	4/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κοππουσα	75	26
271	5/0	1	Με 2 βελόνες, 1/4 κύκλου σπάτουλες	30	8
272	5/0	1	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	45	13
273	5/0	1	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	45	13
274	5/0	1	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κοππουσα	45	13
275	5/0	1	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	17
276	6/0	0.7	Με 2 βελόνες, 1/4 κύκλου σπάτουλες	30	8
277	6/0	0.7	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κοππουσα	45	13
278	6/0	0.7	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	45	13
279	7/0	0.6	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου σπάτουλες	30	6.5
280	7/0	0.6	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου σπάτουλες	30	7
281	8/0	0.2	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου σπάτουλες	30	7
282	8/0	0.2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	30	9.3
283	9/0	0.2	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου σπάτουλες	30	5.5
284	10/0	0.1	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου σπάτουλες	20	5.5
285	0	3.5	Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο	150	
286	0	3.5	Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο	70	
287	0	3.5	Χωρίς βελόνη, 7 τεμάχια	50	
288	0	3.5	Χωρίς βελόνη, 7 τεμάχια	75	
289	2	5	Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο	150	
290	2/0	3	Χωρίς βελόνη, 10 τεμάχια	50	
291	2/0	3	Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο	150	

292	2/0	3	Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο	45	
293	3/0	2	Χωρίς βελόνη, 10 τεμάχια	50	
294	3/0	2	Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο	150	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Γ: Πολύκλιωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης με βακτηριοστατική δράση για ασθενείς με αυξημένη πιθανότητα μετεγχειρητικής λοίμωξης για πρόληψη λοιμώξεων χειρουργικής τομής. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)
295	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	90	36
296	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	40
297	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη	90	40
298	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	90	48
299	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	90	40
300	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	90	48
301	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	50
302	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη	70	36
303	1	4	Με 1 βελόνη, στρογγυλή κόπτουσα αγκιστρο J	70	31
304	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30
305	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	70	40
306	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	90	40
307	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	90	48
308	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	26
309	2/0	3	Με 1 βελόνη, κόπτουσα ευθεία	70	60
310	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	37
311	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα, ενισχυμένη	75	40
312	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	16
313	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	19

314	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα	70	24
315	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	26
316	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα	75	26
317	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 στρογγυλή κόππουσα	70	26
318	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 στρογγυλή κόππουσα	70	36
319	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	70	17
320	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα	45	19
321	0	3.5	Χωρίς βελόνη, 5 τεμάχια	70	
322	0	3.5	Χωρίς βελόνη, 6 τεμάχια	50	
323	2/0	3	Χωρίς βελόνη, 5 τεμάχιο	70	
324	2/0	3	Χωρίς βελόνη, 6 τεμάχια	50	
325	3/0	2	Χωρίς βελόνη, 5 τεμάχιο	70	
326	3/0	2	Χωρίς βελόνη, 6 τεμάχια	50	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8: ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ.

Μονόκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα από μίγμα πολυμερών τύπου πολυδιοξανόνης ή παρόμοιο. Να παρέχουν στήριξη 60-80% της αρχικής τους αντοχής τις πρώτες 14 μέρες, 35-70% τις πρώτες 28 μέρες και 35-60% της τάσεως τους για 42 ημέρες μετά την εμφύτευση, ανάλογα με τη διάμετρο του νήματος. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 180-240 ημέρες.

A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)
1	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, θηλειά	90	40
2	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή,	75	40
3	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή,	75	50
4	1.0mm		Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα	75	48
5	1.5mm		Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή κόπτουσα	75	48
6	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα	70	22
7	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	26
8	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, θηλειά	100	26
9	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα	90	26
10	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα, θηλειά	100	26
11	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	90	30
12	1	4	Με 1 βελόνη, άγγιστρο (J)	70	31
13	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	36
14	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	90	40
15	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα	240	40
16	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα βαρέως τύπου, θηλειά	240	40
17	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα	90	48
18	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή,	75	50
19	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή θηλειά	150	50
20	0	3.5	Ενδοσκοπικό ράμμα με προωθητή βελόνη ευθεία μαύρη	80	26
21	0	3.5	Ενδοσκοπικό ράμμα με προωθητή βελόνη ευθεία μαύρη ski	80	26
22	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	26
23	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, θηλειά	100	26
24	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30
25	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, θηλειά	150	30
26	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα	75	31
27	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή,	75	36
28	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, θηλειά	150	40
29	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα	90	40

30	0	3.5	Με 1 βελόνη, 5/8 κύκλου στρογγυλή, θηλειά	150	110
31	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	45	20
32	2/0	3	Ενδοσκοπικό ράμμα με προωθητή βελόνη ευθεία μαύρη ski	20	20
33	2/0	3	Ενδοσκοπικό ράμμα με προωθητή βελόνη ευθεία μαύρη ski	120	20
34	2/0	3	Ενδοσκοπικό ράμμα με προωθητή βελόνη ευθεία μαύρη ski	80	26
35	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα	75	26
36	2/0	3	Με 1 βελόνη, 5/8 κύκλου στρογγυλή	75	27
37	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	70	40
38	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	90	50
39	2/0	3	Με 1 βελόνη ευθεία κόπτουσα	75	50
40	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	17
41	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	19
42	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	45	20
43	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	70	26
44	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα	75	26
45	3/0	2	Με 1 βελόνη, 5/8 κύκλου στρογγυλή	75	27
46	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30
47	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	13
48	4/0	1.5	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	75	16
49	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	16
50	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου στρογγυλή	70	17
51	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	19
52	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	25
53	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	70	30
54	5/0	1	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου στρογγυλή	75	13
55	5/0	1	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	45	13
56	5/0	1	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	75	13
57	5/0	1	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	45	13
58	5/0	1	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	16
59	5/0	1	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου στρογγυλή	45	17
60	5/0	1	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	75	17
61	5/0	1	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	19
62	5/0	1	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	45	19
63	6/0	0.7	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου στρογγυλές	75	9
64	6/0	1	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου στρογγυλή	75	13
65	6/0	0.7	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	45	13

66	6/0	0.7	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	13
67	6/0	0.7	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου στρογγυλή	70	17
68	6/0	0.7	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	45	17
69	7/0	0.5	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου στρογγυλές	60	8
70	7/0	0.5	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου στρογγυλές	75	13
71	7/0	0.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	45	13
72			Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα πάχος ράμματος 1,5mm	75	48
73			Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα πάχος ράμματος 1,0mm	70	48
74	0	3.5	Ενδοσκοπικός βρόγχος με στυλεό εφαρμογής		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8Α: Ράμματα συνθετικά μονόκλωνα βραδείας απορρόφησης από συμπολυμερές γλυκολικού οξέως και ανθρακικού τριμεθυλενίου. Να διατηρούν το 75% της αρχικής τους αντοχής τις πρώτες 14 ημέρες μετά την εμφύτευση και το 50% τις πρώτες 28 ημέρες μετά την εμφύτευση. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 180 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλίοστ)
75	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	90	40
76	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, θηλειά	150	40
77	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, θηλειά	150	48
78	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	90	48
79	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	90	40
80	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, θηλειά	150	40
81	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, θηλειά	150	48
82	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	90	48
83	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30
84	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	26
85	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	24
86	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30
87	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	37
88	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	20
89	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	70	24
90	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή	75	20
91	4/0	1.5	Με 1 βελόνη ευθεία κόπτουσα	75	60
92	4/0	1.5	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	75	17
93	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	16
94	5/0	1	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	16
95	5/0	1	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	13

96	5/0	1	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου στρογγυλές	75	13
97	5/0	1	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	75	13
98	5/0	1	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	75	17
99	6/0	0.7	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	13

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8B: Ράμματα συνθετικά μονόκλωνα βραδείας απορρόφησης από πολυδιοξανόνη. Να παρέχουν στήριξη 60-80% της αρχικής τους αντοχής τις πρώτες 14 μέρες, 35-70% τις πρώτες 28 μέρες και 35-60% της τάσεως τους για 42 ημέρες μετά την εμφύτευση, ανάλογα με τη διάμετρο του νήματος. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 180-240 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)
100	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη, θηλειά	150	40
101	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη	90	39
102	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη, θηλειά	150	48
103	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	90	48
104	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή τυφλού άκρου	90	48
105	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	70	40
106	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη, θηλειά	150	40
107	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη, θηλειά	150	48
108	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη τυφλού άκρου	90	48
109	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30
110	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	26
111	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	24
112	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30
113	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	40
114	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	20
115	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	70	26
116	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	26
117	4/0	1.5	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	75	16
118	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου στρογγυλή	75	16
119	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	16

120	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή	70	20
121	4/0	1.5	Με 1 βελόνη ευθεία κόπτουσα	75	60
122	5/0	1	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	70	17
123	5/0	1	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	90	17
124	5/0	1	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	70	13
125	5/0	1	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	45	13
126	6/0	0.7	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	45	13
127	6/0	0.7	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες	70	9.3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8Γ: Συνθετικά βακτηριοστατικά ράμματα μονόκλωνα βραδείας απορρόφησης από πολυδιοξανόνη ή ισοδύναμο, πρόληψης λοιμώξεων χειρουργικής τομής. Να παρέχουν στήριξη 60-80% της αρχικής τους αντοχής τις πρώτες 14 μέρες, 35-70% τις πρώτες 28 μέρες και 35-60% της τάσεως τους για 42 ημέρες μετά την εμφύτευση, ανάλογα με τη διάμετρο του νήματος. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 180-240 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλίοστ)
128	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη, θηλειά	150	48
129	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη	90	48
130	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη, θηλειά	150	40
131	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη	90	40
132	1	4	Με 1 βελόνη, άγγιστρο (J)	70	31
133	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη, θηλειά	150	48
134	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη	90	48
135	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη, θηλειά	150	40
136	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη	70	40
137	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	70	31
138	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	70	26
139	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	70	40
140	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	70	31
141	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	70	26
142	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	70	31
143	3/0	2	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	90	31

144	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	70	26
145	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	70	26
146	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	70	20
147	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	70	20
148	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα	45	19
149	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	70	17
150	4/0	1.5	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	90	17
151	5/0	1	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	70	13
152	5/0	1	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου στρογγυλή	70	17
153	5/0	1	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	90	17
154	5/0	1	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	70	17
155	5/0	1	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου στρογγυλή	45	13
156	6/0	0.7	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	13

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8Δ: Σε μορφή κορδέλας από πολυδιοξανόνη

A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλίοστ)
157			Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα σε μορφή ταινίας πάχους 1mm	75	48
158			Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα σε μορφή ταινίας πάχους 1,5mm	75	48

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8Ε: Συσκευή συρραφής τραύματος από συνθετικό απορροφήσιμο μονόκλωνο ράμμα βραδείας στήριξης ιστού με αντίρροπες ακίδες μονής κατεύθυνσης που συγκρατούν τη γραμμή συρραφής χωρίς την ανάγκη κόμπων με λούπα κλειδώματος η οποία είναι προσαρμοσμένη πάνω στο ράμμα χωρίς κόμπιο. Να παρέχει στήριξη ιστών για 21 μέρες, διατηρώντας 65-80% στις 14 μέρες και το 50-80% στις 28 μέρες μετά την εμφύτευση. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό μέχρι τις 180-210 μέρες.

A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλίοστ)
159	0	3,5	Με 1 βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή	60	48
160	0	3,5	Με 1 βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή	23	37
161	0	3,5	Με 1 βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή	30	37
162	0	3,5	Με 1 βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή	15	37
163	2/0	3	Με 1 βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή	15	27
164	2/0	3	Με 1 βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή	23	27

165	2/0	3	Με 1 βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή	30	26
166	2/0	3	Με 1 βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή	45	26
167	3/0	2,5	Με 1 βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή	15	26
168	3/0	2,5	Με 1 βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή	23	26
169	3/0	2,5	Με 1 βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή	15	17
170	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα πλαστικής	60	24
171	3/0	2,5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα πλαστικής	45	24
172	3/0	2,5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα πλαστικής	30	19
173	3/0	2,5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα πλαστικής	60	24
174	4/0	1,5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα πλαστικής	30	16

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9: ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΥΠΕΡ-ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Συνθετικά απορροφήσιμα μονόκλωνα υπερ-βραδείας απορρόφησης, πολύ υψηλής στήριξης ιστού από πολύ-τετρα-υδροξυβουτιρικό. Να παρέχουν στήριξη για 90 ημέρες, διατηρώντας το 50% της τάσεως τους στις 90-210 μέρες και να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε 390 ημέρες μετά την εμφύτευση.

A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)
1	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη, θηλειά	150	40
2	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή trocarpoint ενισχυμένη, θηλειά	150	40
3	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	90	48
4	1	4	Με 1 βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή trocarpoint ενισχυμένη	90	48
5	1	4	Με 1 βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή θηλειά	150	48
6	1	4	Με 1 βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή trocarpoint, θηλειά	150	48

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10: ΠΛΕΚΤΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ.

Ράμματα πολύκλωνου πλεκτού πολυεστέρα, επενδυμένοι με κατάλληλο υλικό (η σύσταση του οποίου σαφώς να περιγράφεται στην τεχνική προσφορά), ώστε να προκαλούν τον ελάχιστον τραυματισμό στους ιστούς και να υφίστανται τη λιγότερη φθορά. Με ειδικές ισχυρές βελόνες από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5- 9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. Να παρέχεται συνδυασμός στρογγυλών βελονών με κόπτουσα κορυφή.

A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)
1	5	7	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου taperpoint (j)	75	55
2	5	7	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή βαρέως τύπου, συσκευασία 4 τεμαχίων	75	55
3	5	7	κόπτουσα βαρέως τύπου, συσκευασία 4	75	55
4	5	7	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα	96	48
5	5	7	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή 4 τεμάχια	75	55
6	5	7	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα	75	57
7	5	7	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή κόπτουσα, συσκευασία 5 τεμαχίων	75	60
8	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή κόπτουσα, συσκευασία 4 τεμαχίων	45	40
9	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή κόπτουσα, συσκευασία 4 τεμαχίων	75	40
10	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή κόπτουσα	75	50
11	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρόγγυλη κόπτουσα	75	45
12	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρόγγυλη κόπτουσα	96	26
13	2	5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	96	36
14	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα με σπληνίο	75	35
15	2	5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	90
16	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα	75	42
17	2	5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	77
18	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	45
19	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή κόπτουσα, συσκευασία 5 τεμαχίων	75	42
20	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρόγγυλη	75	30
21	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα	75	36
22	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρόγγυλη	75	55
23	1	4	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	50	90

24	1	4	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα 2 τμχ. (40 & 50 εκ.)	90	90
25	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	50
26	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή άγγιστρο (J)	90	31
27	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή κόππουσα	75	50
28	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή κόππουσα	75	28
29	0	3.5	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	90	26
30	0	3.5	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόππουσες	90	26
31	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30
32	2/0	3	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόππουσες	90	17

33	2/0	3	Με 1 βελόνη ski	10	22
34	2/0	3	κόπτουσες και σπληνίο 3X7X1.5mm, μήκος	75	25
35	2/0	3	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες και σπληνίο 3X7X1.5mm, μήκος 10X75cm (5 + 5 τεμ)	75	17
36	2/0	3	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες	90	16
37	2/0	3	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες με σπληνίο 7X3,	75	26
38	2/0	3	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες με σπληνίο 7X3, μήκος 4x90cm	75	16
39	2/0	3	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες	90	26
40	2/0	3	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	90	16
41	2/0	3	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	90	26
42	2/0	3	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες	90	17
43	2/0	3	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου κόπτουσες	75	16
44	2/0	3	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	75	25
45	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή	75	26
46	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή	75	35
47	2/0	3	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες 4+4 νήματα άσπρο-έγχρωμο, σπληνίο 3x3x1,5χιλ.	75	16
48	2/0	3	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες 4+4 νήματα άσπρο-έγχρωμο, σπληνίο 7x3x1,5χιλ.	75	16
49	2/0	3	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες	90	17
50	2/0	3	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες 5+5 νήματα άσπρο-έγχρωμο, σπληνίο 3x3x1,5χιλ.	75	17
51	2/0	3	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες 5+5 νήματα άσπρο-έγχρωμο.	75	17
52	2/0	3	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες	90	26
53	2/0	3	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες 5+5 νήματα άσπρο-έγχρωμο, σπληνίο 3x3x1,5χιλ.	75	26
54	2/0	3	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες 5+5 νήματα άσπρο-έγχρωμο, σπληνίο 7x3x1,5χιλ.	75	26
55	2/1	4	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες 5+5 νήματα άσπρο-έγχρωμο, σπληνίο 6x3x1,5χιλ.	75	26
56	2/0	3	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	75	26

			κόπτουσες 5+5 νήματα άσπρο-έγχρωμο.		
57	3/0	2	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες	90	25
58	3/0	2	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες	90	17
59	3/0	2	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	90	26
60	3/0	2	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	75	16
61	3/0	2	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	75	25
62	3/0	2	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου κόπτουσες	75	16

63	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	26
64	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30
65	3/0	2	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	60	17
66	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	13
67	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	26
68	4/0	1.5	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες	90	17
69	4/0	1.5	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες	75	13
70	4/0	1.5	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου στρογγυλές	75	17
71	4/0	1.5	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	90	16
72	4/0	1.5	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες	90	16
73	4/0	1.5	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	90	20
74	4/0	1.5	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	75	13
75	4/0	1.5	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου κόπτουσες	75	16
76	4/0	1.5	Με 2 βελόνες, 1/4 κύκλου σπάτουλες	40	8
77	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	26
78	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή	75	20
79	5/0	1	Με 2 βελόνες, 1/4 κύκλου σπάτουλες	45	7
80	5/0	1	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου, στρογγυλές	75	13
81	5/0	1	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου στρογγυλές	75	17
82	5/0	1	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	75	16
83	5/0	1	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες	90	17
84	5/0	1	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές με σπληνίο	75	20
85	5/0	1	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου κόπτουσες	75	13
86	5/0	1	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου κόπτουσες	40	16
87	5/0	1	Με 2 βελόνες, 1/2 κυρτές σπάτουλες	40	8
88	5/0	1	Με 2 βελόνες, 1/4 κύκλου σπάτουλες	45	8
89	6/0	0.7	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου, στρογγυλές	75	13
90	6/0	0.7	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου, στρογγυλές	75	10
91	2/0	3	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες με σπληνίο 7X3 με εναλλαγή χρώματος	10x75	26
92	2/0	3	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες	10x75	26
93	2/0	3	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες με σπληνίο 3X3 με εναλλαγή χρώματος 4+4 ράμματα ανά τεμάχιο	8x75	16

94	2/0	3	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές κόπτουσες με σπληνίο 7X3 με εναλλαγή χρώματος 4+4 ράμματα ανά τεμάχιο	8x75	16
95	5/0	1	Με 2 βελόνες, σπάτουλές 1/2 κύκλου	45	8
96	7/0	0.5	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου, στρογγυλές	45	10
97	5	7	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα ενισχυμένη	75	55
98	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα ενισχυμένη	75	40
99	2/0	3	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	75	16

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10Α: Περίδεσης τραχήλου μήτρας από πλεκτό πολυεστέρα					
A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)
1	Πλάτος 0,5 χιλ.		Ταινία λευκή πολυεστέρα με διπλή στρογγυλή βελόνη 1/2 κύκλου	40	48
2	Πλάτος 0,5 χιλ.		Ταινία λευκή πολυεστέρα με διπλή στρογγυλή βελόνη 1/2 κύκλου	40	48

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΥΡΜΑ

Το χειρουργικό σύρμα να είναι από ανοξείδωτο μονόκλωνο χάλυβα ιατρικού τύπου και να διατηρεί υψηλή αντοχή.

A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)
1	6	8	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα	4X45	48
2	6	8	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα, συσκευασία 2 τεμαχίων	45	48
3	6	8	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα, συσκευασία 4 τεμαχίων	45	48
4	6	8	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα περιστρεφόμενη, ενισχυμένη συσκευασία 2 τεμαχίων	4x45	55
5	5	7	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα	75	40
6	5	7	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή κόπτουσα, ενισχυμένη	45	45
7	5	7	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα	75	45
8	5	7	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα, συσκευασία 4 τεμαχίων	45	48
9	5	7	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα	75	55
10	5	7	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα, ενισχυμένη	75	55
11	5	7	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα περιστρεφόμενη, ενισχυμένη συσκευασία 2 τεμαχίων	45	55
12	5	7	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα περιστρεφόμενη, ενισχυμένη συσκευασία 4 τεμαχίων	45	55
13	5	7	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή τριγωνικής αιχμής, πακέτο ενός (1) τεμαχίου	48	75
14	4	1.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή κόπτουσα, ενισχυμένη	45	45
15	4	1.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα περιστρεφόμενη, ενισχυμένη	4X45	48
16	4	1.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα	75	96
17	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή κόπτουσα, ενισχυμένη	45	30
18	2	5	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου κόπτουσα	90	86
19	2	5	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου στρογγυλή κόπτουσα, ενισχυμένη	90	86
20	2	5	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου	90	86
21	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	45	30

			κόππουσα, ενισχυμένη		
22	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή κόππουσα, ενισχυμένη	45	25
23	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή κόππουσα, ενισχυμένη	45	25
24	2/0	3	Με 1 βελόνη κόππουσα	45	30
25	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	45	70
26	2/0	3	Με 2 βελόνες, ευθεία κόππουσα	60	1x88, 1x26
27	3/0	2	Σύρμα βηματοδότη με ευθεία βελόνη κόππουσα, διασπώμενη, διαμέτρου (0,3 mm), και στρογγυλή 1/2 κύκλου	60	1x88, 1x26
28	3/0	2	Σύρμα βηματοδότη με ευθεία βελόνη κόππουσα διασπώμενη, διαμέτρου (0,3mm), και στρογγυλή 1/2 κύκλου	60	1x88, 1x17
29	3/0	2	Με 2 βελόνες, ευθεία κόππουσαι	60	
30	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	45	27
31	4/0	1.5	Με 2 βελόνες, ευθεία κόππουσα και 1/2 κύκλου στρογγυλή	35	1x88, 1x26
32	4/0	1.5	Με 2 βελόνες, ευθείες κόππουσες	60	
33	4/0	1.5	Σετ ραμμάτων μονόκλωνο αποτελούμενο από δύο ευθείες βελόνες, μία συρμάτινη θηλιά με κυρτή βελόνη και ένα κουμπί		
34	0,3mm		Σετ χειρουργικής ραφής με 2 βελόνες. (Μία στρογγυλή 17mm και μία ευθεία κόππουσα 88mm), διάμετρος 0,3mm	60	1x88, 1x26
35			Με 2 βελόνες, ευθείες κόππουσες με κουμπί		51

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12: ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10% ΑΠΟ ΠΟΛΥΒΟΥΤΕΣΤΕΡΑ

Μονόκλωνα ελαστικότητας 10% από πολυβουτεστέρα με βελόνες που αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)
1	2/0	3	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	90	26
2	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	24
3	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	30
4	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	39
5	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	19
6	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	24
7	3/0	2	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	90	26
8	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	26
9	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	37
10	3/0	2	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	90	26
11	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	24
12	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	30
13	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα πλαστικής	75	24
14	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα πλαστικής	45	19
15	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	19
16	4/0	1.5	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου στρογγυλές	90	17
17	4/0	1.5	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	90	26
18	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	16
19	4/0	1.5	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	90	17
20	4/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	19
21	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα πλαστικής	45	19
22	5/0	1.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	16
23	5/0	1	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	11
24	5/0	1	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	13
25	5/0	1	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου στρογγυλές	60	13
26	5/0	1	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	90	17

27	5/0	1	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα	45	12
28	5/0	1	Με 1 βελόνη 3/8 κύκλου στρογγυλή	75	13
29	5/0	1	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα πλαστικής	45	16
30	5/0	1	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου στρογγυλές	75	13
31	6/0	0,7	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα	45	12
32	6/0	0,7	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου στρογγυλές	60	13
33	6/0	0,7	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	75	13
34	6/0	0,7	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου αντιστρόφως κόππουσα	75	19
35	6/0	0,7	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου στρογγυλές	75	11
36	6/0	0,7	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου στρογγυλές	75	13
37	6/0	2,5	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου στρογγυλές	60	9
38	6/0	0,7	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα πλαστικής	45	16
39	7/0	0,5	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου στρογγυλές	60	9
40	7/0	0,5	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου στρογγυλές	4x60	8

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13: ΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ					
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13Α: Σετ συρραφής παρεγχυματικών οργάνων.					
A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)
1			Σετ συρραφής παρεγχυματικών οργάνων με ταινία 60 εκ. από γλυκονικό οξύ και τυφλή βελόνη σε διαστάσεις 45 εκ.		
2			Σετ συρραφής παρεγχυματικών οργάνων με ταινία 60 εκ. από γλυκονικό οξύ και τυφλή βελόνη σε διαστάσεις 65 εκ.		
3			Σετ συρραφής παρεγχυματικών οργάνων με ταινία 60 εκ. από γλυκονικό οξύ και τυφλή βελόνη σε διαστάσεις 85 εκ.		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13Β: Αγγειοχειρουργικά ράμματα από e-PTFE (δισεταλμένο πολυτετραφθοροαιθυλένιο), πλήρως βιοσυμβατά, μονόκλωνα μη απορροφήσιμα, με σχέση διαμέτρου βελόνας-νήματος 1:1, για την αποφυγή διαφυγών μετά το πέρασμα της βελόνης και του νήματος από τα αγγεία.					
A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)
4	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	26
5	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	45	26
6	5/0	1	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	45	13
7	5/0	2	Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές	90	18
8	6/0	0.7	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου στρογγυλή	45	9
9	CV0		Με 2 βελόνες	91	36
10	CV0		Με 2 βελόνες	91	36
11	CV-0 USP:1	4	Με βελόνη 1/2 κύκλου στρόγγυλη	122	50
12	CV-0 USP:1	4	Με βελόνη 1/2 κύκλου στρόγγυλη	91	26
13	CV-0 USP:1	4	Με βελόνη 1/2 κύκλου στρόγγυλη	91	36
14	CV-2 USP:0	3.5	Με βελόνη ευθεία κόπτουσα	76	65
15	CV-2 USP:0	3.5	Με βελόνη ευθεία κόπτουσα	91	50
16	CV-2 USP:0	3.5	Με βελόνη 1/2 κύκλου στρόγγυλη	91	26
17	CV-2 USP:0	3.5	Με Διπλή βελόνη 1/2 κύκλου στρόγγυλη	91	26
18	CV-2 USP:0	3.5	Με βελόνη 1/2 κύκλου στρόγγυλη	91	36

19	CV-2 USP:0	3.5	Με Διπλή βελόνη 1/2 κύκλου στρόγγυλη κόππουσα	91	24
20	CV3		Με 2 βελόνες	91	26
21	CV3		Με 2 βελόνες	91	36
22	CV-3 USP:2-0	3	Με Διπλή βελόνη 1/2 κύκλου στρόγγυλη	91	18
23	CV-3 USP:2-0	3	Με Διπλή βελόνη 1/2 κύκλου στρόγγυλη	91	35
24	CV-3 USP:2-0	3	Με Διπλή βελόνη 1/2 κύκλου στρόγγυλη	91	26
25	CV-3 USP:2-0	3	Με Διπλή βελόνη 1/2 κύκλου στρόγγυλη κόππουσα	91	24
26	CV-3 USP:2-0	3	Με Διπλή βελόνη 1/2 κύκλου στρόγγυλη κόππουσα	91	17
27	CV-3 USP:2-0	3	Με Διπλή βελόνη 3/8 κύκλου στρόγγυλη	91	17
28	CV-3 USP:2-0	3	Με Διπλή βελόνη 1/2 κύκλου στρόγγυλη κόππουσα	122	35
29	CV-4 USP:3-0	2	Με διπλή βελόνη 1/2 κύκλου στρόγγυλη – με 4 σπληνία (πλαστική μητροειδούς)	91	22
30	CV-4 USP:3-0	2	Με Διπλή βελόνη 3/8 κύκλου στρόγγυλη	91	17
31	CV-4 USP:3-0	2	Με Διπλή βελόνη 1/2 κύκλου στρόγγυλη	91	18
32	CV-4 USP:3-0	2	Με Διπλή βελόνη 1/2 κύκλου στρόγγυλη	91	26
33	CV-4 USP:3-0	2	Διπλή βελόνη 3/8 κύκλου στρόγγυλη κόππουσα	91	17
34	CV-4 USP:3-0	2	Με Διπλή βελόνη 1/2 κύκλου στρόγγυλη	91	35
35	CV-5 USP:4-0	1.5	Με Διπλή βελόνη 1/2 κύκλου στρόγγυλη – με 4 σπληνία (πλαστική μητροειδούς)	91	22
36	CV-5 USP:4-0	1.5	Με Διπλή βελόνη 1/2 κύκλου στρόγγυλη	76	13
37	CV-5 USP:4-0	1.5	Με Διπλή βελόνη 3/8 κύκλου στρόγγυλη	91	13
38	CV-5 USP:4-0	1.5	Με Διπλή βελόνη 3/8 κύκλου στρόγγυλη	91	17
39	CV-5 USP:4-0	1.5	Με Διπλή βελόνη 1/2 κύκλου στρόγγυλη	91	18
40	CV-5 USP:4-0	1.5	Με Διπλή βελόνη 1/2 κύκλου στρόγγυλη	91	26
41	CV-6 USP:5-0	1	Με Διπλή βελόνη 3/8 κύκλου στρόγγυλη	76	12
42	CV-6 USP:5-0	1	Με Διπλή βελόνη 1/2 κύκλου στρόγγυλη	76	13
43	CV-6 USP:5-0	1	Με Διπλή βελόνη 3/8 κύκλου στρόγγυλη	91	13
44	CV-6 USP:5-0	1	Με Διπλή βελόνη 1/2 κύκλου στρόγγυλη	91	18
45	CV-7 USP:6-0	0.7	Με Διπλή βελόνη 3/8 κύκλου στρόγγυλη	76	9
46	CV-7 USP:6-0	0.7	Με Διπλή βελόνη 3/8 κύκλου στρόγγυλη	76	13

47	CV-7 USP:6-0	0.7	Με Διπλή βελόνη 1/2 κύκλου στρόγγυλη	76	13
48	CV-8 USP:7-0	0.5	Με Διπλή βελόνη 3/8 κύκλου στρόγγυλη	61	7
49	CV-8 USP:7-0	0.5	Με Διπλή βελόνη 3/8 κύκλου στρόγγυλη	76	9
50	CV-8 USP:7-0	0.5	Με Διπλή βελόνη 3/8 κύκλου στρόγγυλη	76	13
51	CV-8 USP:7-0	0.5	Με Διπλή βελόνη 3/8 κύκλου στρόγγυλη κόπτουσα	76	13

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13Γ: Ομφαλόδεμα

A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)
52			Φακαρόλα 6mm x 70cm		
53			Φακαρόλα 3mm x 70cm		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13Δ: Σπληνία - Pledget

A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)
54			Teflon σπληνία (pledget) από TFE ορθογώνια 6 x 3mm		
55			Teflon σπληνία (pledget) πλεκτής ύφανσης ορθογώνιο 6 x 4,5mm		
56			Teflon σπληνία (pledget) πλεκτής ύφανσης ορθογώνιο 3,2 x 6,4mm		
57			Teflon σπληνία (pledget) πλεκτής ύφανσης ορθογώνιο 2 x 3,5mm		
58			Teflon σπληνία (pledget) πλεκτής ύφανσης ορθογώνιο 3 x 5mm		
59			Σπληνία (pledget) 3 x 3 x 1.3mm. για ενίσχυση ραμμάτων βαλβίδας		
60			Σπληνία (pledget) 3 x 7 x 1.3mm. για ενίσχυση ραμμάτων βαλβίδας		
61			Σπληνία (pledget) 3 x 3mm F X10mm. για		

			ενίσχυση ραμμάτων βαλβίδας		
62			Σπληνία (pledget) 3 x 7mm F X10mm. για ενίσχυση ραμμάτων βαλβίδας		
63			Σπληνία (pledget) 3 x 7mm S X10mm. για ενίσχυση ραμμάτων βαλβίδας		
64	5/0	1	πολυβινυλίδιο, μη απορροφήσιμο (premio)	75	13
65	6/0	0.7	πολυβινυλίδιο, μη απορροφήσιμο (premio)	60	10