

Προδιαγραφές Συστήματος Ασκών Συλλογής Μυελού των Οστών στο Χειρουργείο

- Σύστημα ασκών που προορίζεται αποκλειστικά για συλλογή μυελού των οστών στο χειρουργείο (δε μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα άλλο ασκό αίματος ή προϊόντων αίματος)

- Να είναι αποστειρωμένο

- Να είναι μίας χρήσης

- Να διαθέτει ασκό συλλογής μυελού των οστών στο χειρουργείο όγκου 1500

- 2000ml, βαθμονομημένο.

- Ο ασκός συλλογής να φέρει αποκλειστική είσοδο μυελού των οστών

- Ο ασκός συλλογής να φέρει πάνω μία με δύο εισόδους αντιπηκτικού

- Ο ασκός συλλογής να φέρει έξοδο μυελού των οστών προς το σύστημα

φιλτραρίσματος (βλ. παρακάτω)

- Ο ασκός συλλογής να φέρει μία με δύο εξόδους δειγμάτων για ενδιάμεσες μετρήσεις

- Να διαθέτει σύστημα φιλτραρίσματος 850, 500, 200 micron (φιλτράρισμα με σύνδεση του μεγαλύτερου φίλτρου προς τα πάνω, με βαρύτητα)

- Να διαθέτει ασκό χορήγησης μυελού 2000 ml

- Να διαθέτει ασκούς χορήγησης back up 600 με 1000 ml

- Οι ασκοί να διαθέτουν αρσενικούς και θηλυκούς αντάπτορες

- Θερμοκρασία αποθήκευσης και χρήσης σε θερμοκρασία από 20C-25oC

βαθμοί.