

292	2/0	3	Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο	45	
293	3/0	2	Χωρίς βελόνη, 10 τεμάχια	50	
294	3/0	2	Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο	150	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Γ: Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης με βακτηριοστατική δράση για ασθενείς με αυξημένη πιθανότητα μετεγχειρητικής λοίμωξης για πρόληψη λοιμώξεων χειρουργικής τομής. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλίοστ)
295	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	90	36
296	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	40
297	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη	90	40
298	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	90	48
299	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	90	40
300	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	90	48
301	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	50
302	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη	70	36
303	1	4	Με 1 βελόνη, στρογγυλή κόπτουσα αγκιστρο J	70	31
304	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30
305	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	70	40
306	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	90	40
307	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	90	48
308	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	26
309	2/0	3	Με 1 βελόνη, κόπτουσα ευθεία	70	60
310	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	37
311	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα, ενισχυμένη	75	40
312	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	16
313	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	19