

A. Σετ δοχείου συλλογής εκκρίσεων τουλάχιστον 1000 ml με αποσπώμενο σάκκο συλλογής εκκρίσεων από κάνιστρο. Με ζελοποιητική-απολυμαντική σκόνη και ενσωματωμένο φίλτρο/βαλβίδα αντεπιστροφής

B. Σετ επιδέσμων γάζας επιτάχυνσης επούλωσης με πολυεστερικό πλέγμα επαφής με **ολιγοσακχαρίτη νανοτεχνολογίας** για δράση κατά των μεταλλοπρωτεασών. Διαστάσεις

S, M, L,

XL

Γ. Σετ σπόγγου επιτάχυνσης επούλωσης με πολυεστερικό πλέγμα επαφής με **ολιγοσακχαρίτη νανοτεχνολογίας** για δράση κατά των μεταλλοπρωτεασών. Διαστάσεις σπόγγου S=10x8x3 cm, INT=10x15x3 cm, M= 13x18x3 cm, L= 15x25x3 cm, XL= 2 τεμ. X 15x25x3 cm.

S, INT,

M, L, XL

Η αντλία αρνητικής πίεσης θα παραχωρείται δωρεάν για τη χρήση των ανωτέρω συμβατών αναλώσιμων σετ.

Επίσης η αντλία να είναι φορητή και να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ☐ συνεχή, μεταβαλλόμενη, διαλείπουσα λειτουργία αρνητικής πίεσης
- ☐ προσαρμογή αρνητικής πίεσης μεταξύ 20-200mmHg
- ☐ προσαρμογή μεταβαλλόμενης λειτουργίας σε διάστημα 0,5-10 min
- ☐ δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας των συναγερμών
- ☐ ένδειξη ελέγχου του εγκλεισμού
- ☐ ψηφιακή οθόνη και εύκολο μενού
- ☐ δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία (αυτονομία τουλάχιστον 24 ωρών)
- ☐ οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά