

3 φέρει τραύμα με εκροή

υγρού έπειτα από ολική γόνατος δεξιά.

Δια αυτού τοποθετήθηκε σύστημα αρνητικής πίεσης VAC και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εξής:

Σετ σπόγγου πολυουρεθάνης για διαχείριση τομών 24,5*5*1 εκ μεγέθους Large με σετ με μεμβράνες πολυουρεθάνης διαφανείς για σφράγιση, σωλήνα αναρρόφησης και βιδωτό αντάπτορα για σύνδεση με το δοχείο συλλογής. Να μην επιτρέπει την είσοδο νέων ιστών στη δομή του και να αφαιρείται ατραυματικά (1 τμχ)

Δοχείο συλλογής εκκρίσεων 1000 ml με ενσωματωμένο φίλτρο, αντεπίστροφη βαλβίδα και υλικό ζελεδοποίησης (1 τμχ)