

υγρού έπειτα από φλεγμονή μαλακών μορίων στο δεξι έσω μηρό.) φέρει τραύμα με εκροή

Δια αυτού τοποθετήθηκε σύστημα αρνητικής πίεσης VAC και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εξής:

Σετ ενστάλαξης σπόγγου πολυουρεθάνης σε σχήμα σπείρας μεγέθους medium (15*15*1,5 εκ)*2, με λειτουργία πλύσεων. Σετ με μεμβράνες πολυουρεθάνης διαφανείς για σφράγιση, σωλήνα αναρρόφησης και βιδωτό αντάπτορα για σύνδεση με το δοχείο συλλογής. Να μην επιτρέπει την είσοδο νέων ιστών στη δομή του και να αφαιρείται ατραυματικά (9 τμχ)

Δοχείο συλλογής εκκρίσεων 1000 ml με ενσωματωμένο φίλτρο, αντεπίστροφη βαλβίδα και υλικό ζελεδοποίησης (9 τμχ)

Αντλία ενστάλαξης, απαραίτητη για τη λειτουργία ενστάλαξης