

Αντλία αρνητικής πίεσης μέγιστου βάρους 1Kg με δυνατότητα λειτουργίας εκτός ρεύματος και φορητότητας επί κλίνης ώστε να μην διακόπτεται η θεραπεία όταν ο ασθενής μεταφέρεται εκτός κλινικής για διαγνωστικές εξετάσεις. Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα ανάρτησης της αντλίας επί κλίνης ώστε να μην βρίσκεται στο δάπεδο αποφεύγοντας δυνητικά πιθανές επιμολύνσεις. Η αντλία να παραχωρείται ως συνοδός εξοπλισμός και να επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας ώστε να γίνεται απολύμανση και service από την προμηθεύτρια εταιρεία, αφού αντικατασταθεί με νέα προς άμεση χρήση στον επόμενο ασθενή.

Τα δοχεία συλλογής εκκρίσεων (κάνιστρα) να είναι κλειστού τύπου μεγάλης χωρητικότητας από 1100ml, για να αποφεύγονται οι χειρισμοί, τα οποία να προσαρμόζονται πάνω στην αντλία ώστε να αποτελούν ενιαίο κομμάτι του συστήματος αρνητικής πίεσης. Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τέλεια συμβατότητα και προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ επιδέσμων (σπόγγων). Να έχουν ζελοποιητή ώστε να μετατρέπουν το εξίδρωμα σε τζέλ και άνθρακα για την κατακράτηση της δυσσομίας. Να αναγράφεται πάνω στο μέσο συλλογής του εξιδρώματος η διαβάθμιση των ml. Να φέρουν φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία.

Τα σετ σπόγγων να είναι με αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου συνεχούς αντιβακτηριδιακής δράσης καθ'ολη τη διάρκεια εφαρμογής. Αυτό κρίνεται αναγκαίο προς έλεγχο και περιορισμό της υφιστάμενης λοίμωξης του τραύματος καθώς και για την αποφυγή επιμολύνσεων-αναμολύνσεων. Επίσης οι σπόγγοι αργύρου να διαθέτουν λειασμένους πόρους κάτι το οποίο αποτρέπει την ανάπτυξη του νεοσχηματισθέντος ιστού εντός του σπόγγου και την προσκόλληση του στον πυθμένα του τραύματος. Τούτο καθιστά ατραυματική και άνευ πόνου την αλλαγή.

Αναλυτικά χρειαζόμαστε:

ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ

Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος και αυτοκόλλητη μεμβράνη διαφανή για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος. Το σετ να περιέχει σπόγγο με ιοντικό άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στη δομή του, αποστειρωμένο, με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση, αποστειρωμένο σωλήνα με δίσκο απορρόφησης από μαλακή σιλικόνη που να φέρει φίλτρο για αποφυγή της δυσσομίας και αυτοκόλλητη μεμβράνη αποστειρωμένη του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο καθώς και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τέλεια συμβατότητα.

A) Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης medium, 18 x 12,5 x 3.3cm
:τεμάχια

8(ΟΚΤΩ)

ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Να είναι απόλυτα συμβατά για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ επιδέσμων (σπόγγων). Να μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζέλ. Να αναγράφεται πάνω στο μέσο συλλογής του εξιδρώματος η διαβάθμιση των ml. Να φέρει φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία. Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

B) Να αποτελείται από το ειδικό κλειστό δοχείο με χωρητικότητα από 1100 ml
τεμάχια 3(ΤΡΙΑ)