

CitraFlow™ 4% SF για Κλείδωμα συσκευής αγγειακής πρόσβασης.  
Οι προγεμισμένες σύριγγες CitraFlow™ 4% SF είναι μια αποδεδειγμένη εναλλακτική λύση αντί της ηπαρίνης για το κλείδωμα των μόνιμων καθετήρων σε ασθενείς. Το κιτρικό νάτριο αποφεύγει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη συστηματική ηπαρινοποίηση και είναι ασφαλές για χρήση σε ασθενείς με υπονία ή επιβεβαιωμένη θρομβοπενία από ηπαρίνη. Οι προγεμισμένες σύριγγες παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια και εξοικονόμηση χρόνου κατά την έκπλυση των γραμμών IV, μειώνοντας τον κίνδυνο CRBSI (λοιμώξεις που σχετίζονται με τον καθετήρα) και περιστατικά κολλήματος βελόνας. Ο αριθμός των χειρωνακτικών χειρισμών στη διαδικασία έκπλυσης μειώνεται επίσης, επειδή αυτές οι σύριγγες μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως. Οι σύριγγες προορίζονται για την περιοδική συντήρηση των αγγειακών προσβάσεων. Η λειτουργία του προϊόντος είναι να διατηρεί λειτουργικούς τους κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες, ενώ έχει επίσης αντιπηκτική λειτουργία στον αυλό του καθετήρα.

Επισυνάπτεται Λεγτίο δεδομένων ασφαλείας, οδηγίες χρήση και μπροσούρα Citraflow 4%.

CitraFlow™ 4% SF, 3ml 4% διάλυμα κιτρικού νατρίου USP σε σύριγγα 5ml.

Ιατροτεχνολογικό Προϊόν

Αρ.Πρωτ.ΕΟΦ115949/9-11-20 Αριθμός GreMDIS EOF 2820007955787. EAN 10682686004007 CE0413

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MEDXL Inc. CANADA

Ταξινόμηση: Ιατρική συσκευή κατηγορίας IIb. Πιστοποίηση: Κατασκευασμένο σύμφωνα με το ISO 13485:2016, Δήλωση συμμόρφωσης FE (MDR), Πιστοποιητικό CE (MDR)

Πληροφορίες συσκευασίας: Αποστειρωμένο συσκευασμένο σε θήκη και στη συνέχεια ανά 120 θήκες σε συσκευασία

μεταφοράς. Πρόσθετες προδιαγραφές: Χωρίς λάτεξ - Χωρίς DEHP - Χωρίς PVC

Πληροφορίες παραγγελίας: CitraFlow™ 4% Κωδικός παραγγελίας: REF3854E1,

Όγκος διαλύματος: 1 X 5ml, Όγκος

σύριγγας: 1 x 5 mL L.L. Ενιαία συσκευασία: 1 σύριγγα ανά θήκη. Μονάδα

συσκευασίας: 1 BOX/120τμχ